

## Zahn-Prothesen

- Beschwerdefreies Kauen**  
Beschwerdefreies Kauen erlernt sich leichter, wenn man in den ersten Tagen weiche Speisen wählt, kleine Bisse nimmt und langsam kaut.
- Prothesen-Pflege und Mundhygiene**  
Eine gewissenhafte Prothesen-Pflege und Mundhygiene sind Voraussetzungen für eine gute Funktion und Verträglichkeit der Zahn-Prothese. Die hochwertigen dentipur-Produkte wurden ganz speziell für diesen Zweck entwickelt.
- Passgenauigkeit der Zahn-Prothese**  
Falls die Passgenauigkeit einer Zahn-Prothese im Laufe der Zeit nachlässt, sorgen dentipur haft forte oder dentipur premium Haftcreme für sicheren Halt.



## halazon® Moderne Mund-Hygiene

NEU



## dentipur® Bewährte Zahn-Prothesen-Pflege

Mit Pflege-Tipps



## Tipps zur Gewöhnung an neue

- Gewöhnung an die Zahn-Prothese**  
Die Gewöhnung an eine Zahn-Prothese erfordert etwas Geduld, da sie zunächst als Fremdkörper empfunden wird.
- Schmerzen und Beschwerden**  
Manchmal treten Entzündungen auf oder es bilden sich Druckstellen, die schmerzhaft und unangenehm sein können. In solchen Fällen sollten Sie Zahnfleisch und Gaumen mit dem bewährten Helago-Pflege-Oel pflegen. Bei länger anhaltenden Beschwerden bitte Ihren Zahnarzt aufsuchen.
- Probleme beim Sprechen**  
Probleme beim Sprechen lassen sich durch lautes Lesen und viel Reden beheben.



E-Mail: [info@helago.de](mailto:info@helago.de) · [www.helago.de](http://www.helago.de)





## Tipps zur Pflege von Zahn-Prothesen

1

### Reinigung und Desinfektion

Speisereste sind ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze. Diese können Mundgeruch (Halitosis) und Entzündungen in der Mundhöhle (Stomatitis) verursachen. Deshalb ist die tägliche hygienische Reinigung und Desinfektion der Zahn-Prothese sehr wichtig. Die dentipur Schnellreinigungstabletten gewährleisten beides.

- Hygienisch sauber und frisch in 3 Minuten
- Nachhaltige Desinfektion in 15 Minuten
- Reinigung auch über Nacht möglich



2

### Reinigung mit der Prothesen-Bürste

Viele Zahnärzte empfehlen, die Zahn-Prothese hin und wieder gründlich mit einer Prothesen-Bürste zu reinigen. Um das Prothesen-Material dabei zu schonen, sollte man unbedingt ein dafür entwickeltes Spezialgel wie das bewährte dentipur gel verwenden. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Sparsam, schnell, schonend und gründlich
- 1-2 Tropfen dentipur gel auf die feuchte Zahn-Prothesen-Bürste geben, 2-3 Minuten intensiv bürsten, dann mit klarem Wasser abspülen – fertig
- Beseitigt Beläge (Nikotin, Tee, Rotwein etc.)
- Beugt schlechtem Atem vor

dentipur® gel



schnell, schonend, intensiv

## dentipur® Bewährte Zahn-Prothesen-Pflege

Der regelmäßige Zahnarztbesuch sollte für jeden selbstverständlich sein.



dentipur® haft forte für sichere und stabile Haftung

dentipur® gel für die schnelle, schonende Intensivreinigung mit der Bürste

dentipur® Reinigungs-Dose für hygienische Reinigung und sichere Aufbewahrung

dentipur® Schnellreinigungstabletten für schnelle, hygienische Reinigung und Desinfektion für Zahn-Prothesen und -Spangen

dentipur® premium Haftcreme mit Kamille und Salbei für ganztägigen perfekten Sitz durch Super-Haft-Kraft

dentipur® Zahn-Prothesen-Bürsten für gründliche und schonende Reinigung



REINIGUNG

KOMPLETT-PROGRAMM